

DESCO WIPES

La soluzione perfetta per una rapida disinfezione.



Proprietà del prodotto

Panno da impregnare con disinfettanti per una rapida, facile pulizia e disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici. I panni sono fatti con materiali di alta qualità, privi di fibre non tessute.

Desco Wipes DT è particolarmente indicato per la disinfezione di tutte le superfici. La composizione del materiale è eccellente per la disinfezione e ha una formula che garantisce una perfetta pulizia bagnando le superfici da disinfettare. **Desco Wipes DT** può essere usato in contemporanea con tutti i disinfettanti commercialmente disponibili.

Gamma di applicazione

Può essere utilizzata per la disinfezione delle superfici e pulizia in tutti i reparti delle strutture sanitarie come ospedali, case di cura, ambulatori così come in tutti i reparti della farmaceutica e laboratori. E' particolarmente indicato per la pulizia di:

- Superfici a contatto dei pazienti
- banchi da lavoro

Ricarica con 6 rotoli da 90 salviette
6x1 rotolo

00-915-RD9006

6 secchielli a dispenser
6x1 secchiello

00-915-E002

Composizione

Rotolo da 90 strappi (misure 32 cm x 30 cm). Panno al 100% in fibra sintetica di alta qualità.

DESCO WIPES

La soluzione perfetta per una rapida disinfezione.

PREPARAZIONE DEL SISTEMA



1 Aprite il coperchio del secchiello. Per la vostra sicurezza raccomandiamo di indossare i guanti.



2 Togliete il rotolo di ricambio dalla sua confezione ed inseritelo nel secchiello.



3 A seconda del grado di saturazione desiderato, preparate 2 litri di soluzione disinfettante seguendo le istruzioni del produttore e versatela lentamente nel secchiello.



4 Fate passare il primo panno partendo dal centro del rotolo nel foro a lamelle del coperchio.



5 Chiudete il coperchio esercitando una discreta pressione.



6 Chiudete il coperchietto di sicurezza prestando attenzione che questi sia perfettamente chiuso e che non pizzichi alcun panno al fine di garantire una perfetta tenuta.



7 Il vostro dispenser sarà pronto per l'uso quando tutti i panni contenuti saranno imbevuti di disinfettante. Normalmente sono necessari 30/60'

 30 to 60 min



8 Incollate l'etichetta adesiva su cui scriverete tutti quei dati che riterrete opportuni (nome del disinfettante, data di attivazione e di scadenza ecc.)

RIUTILIZZO DEL SECCHIELLO

Il secchiello è riutilizzabile.

Prima del suo riutilizzo si raccomanda di pulirlo manualmente o con sistemi di lavaggio meccanizzati.

La pulizia del secchiello può avvenire con lo stesso liquido disinfettante usato per inumidire i panni.

Quando si cambia disinfettante lavare il secchiello con detergenti non ionici.

Le etichette dovranno essere sostituite ogni volta che si provvede a ricaricare il sistema di nuovo disinfettante.



IN.CAS. S.r.l. INNOVAZIONI CASAMICHELE
Via Staffali, 40/A - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) Italy
Tel. +39 045 8601267 - Fax +39 045 8601090
www.incas-srl.com - info@incas-srl.com



DISTRIBUTORE REGIONALE