

# SUPERDOME™

- **Modello esclusivo "a misura unica per tutte le dimensioni"**
- **Entrate multiple per l'ossigeno: maggiore comodità nella somministrazione al paziente**
- **Campana monouso con pesetti riutilizzabili**
- **Confezione da 10 pezzi**



## Una Soluzione per l'Ossigeno Terapia nei Reparti di Neonatologia (NICU)

La campana **SuperDome™** è stata progettata per semplificare l'ossigeno terapia in campo pediatrico e neonatale. La tendina perforata consente al nostro modello "a misura unica per tutte le dimensioni" di funzionare in qualsiasi applicazione. Il **SuperDome™** è in plastica di grado medico di alta qualità e viene tenuto in posizione da due pesetti. Sono stati praticati anche dei fori di entrata su entrambi i lati della campana. Queste speciali entrate consentiranno all'operatore di posizionare un sensore per l'ossigeno vicino al viso del paziente per un accurato monitoraggio della FIO<sub>2</sub>. Il **SuperDome™** è equipaggiato con due uscite per l'ossigeno posizionate sulla porzione anteriore della cupola per collegare la sorgente del gas.



### Specifiche:

**Dimensioni (LxHxP):** 28x16,5x26 cm.

**Peso con pesetti:** 110 grammi

**Peso senza pesetti:** 80 grammi

**SuperDome™** - confezione da 10 pz. Con 2 set di pesi **art. R300P06-001**



**IN.CAS. Srl - INNOVAZIONI CASAMICHELE**  
Via staffali, 40 - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)  
Tel. +39 045 8601267 - Fax +39 045 8601090  
www.incas-srl.com E-mail: info@incas-srl.com

